
Carta de formas de dientes

Dientes de resina


Anteriores

Ivostar®


Superiores



Superiores



Inferiores



Posteriores

Gnathostar®



Determinación cromática

La determinación del color de los dientes Ivostar/Gnathostar se realiza con la guía cromática Chromascop y / o la guiá cromática Ivostar/Gnathostar.






Tabla de Combinaciones

Forma	Superiores	Inferiores	Posteriores
▲	31	13/14	D80/D82/D86
	32	15/11	D88 / D84
	33	11/15	D84
	34	15/14	D84 / D88
	35	16/15	D88 / D84
■	41	14	D80 / D86
	42	15	D84 / D88
	43	16	D88
	44	14/15	D88
	45	16	D88
●	01	12/13	D80 / D82
	02	12/13	D80 / D82
	03	15/11	D84
	04	11/15	D84
	05	11/15	D84 / D88

ivoclar